



5. Starta avgjutningen med att linda gipsen runt benet från ovan knät. Fortsätt sedan kontinuerligt lindningen med ca 2 lager gips i tjocklek hela vägen ner så att hela tassen kommer med i avgjutningen.

5



OBS! Var noga med att inte trycka in avgjutningen vid senor, men massera in runt benprominenser.

6. När lindningen av gipsen är klar, ställ benet i den naturliga belastningspositionen eller önskad position som belastning ska uppstå. Behåll denna uppställning tills avgjutningen har stelnat.
7. Markera med en penna en vertikal linje längs skenan och några horisontella guidelinjer. Markera placering av ledcentrum hasled samt om möjligt Metatarsalled.
8. Klipp sedan upp gipsen längs den vertikala linjen och öppna upp gipsen tillräckligt för att kunna ta ur benet ur avgjutningen. Tejpa eller hä a sedan ihop avgjutningen och använd de horisontella linjerna för att sätta ihop den rätt. Paketera gipsen säkert och skicka den till Scandi Orthopedic.

7

8

