




Scandi
orthopedic

Formulär för mätning av specialanpassad neopren carpalortos

 Anatomiskt ledcentrum

 Omkrets

 Längd



1 Längd armbåge till carpalled

.....

2 Längd carpalled till metacar-
palled

.....

3 Omkrets mäts 1/4 ned på # 1

.....

4 Omkrets mäts 1/2 ned på # 1

.....

5 Omkrets carpalled

.....

6 Omkrets mäts 1/2 ned på # 2

.....

7 Omkrets 1 cm ovan metacar-
palled

.....

Kommentar

Kontakt