




Scandi
orthopedic

Formulär för mätning av specialanpassad neopren hasortos

 Anatomiskt ledcentrum

 Omkrets

 Längd



1 Längd knä till has

.....

2 Längd has till metatarsalled

.....

3 Omkrets mäts 1/3 ned på # 1

.....

4 Omkrets mäts 1/2 ned på # 1

.....

5 Omkrets has

.....

6 Omkrets mäts 1/2 ned på # 2

.....

7 Omkrets 1 cm ovan metatar-
salleden

.....

Kommentar

Kontakt